



LIGHTSHEER

This is how confidence feels



LightSheer[®] BEAUTY+[™]

Sicurezza in se stessi

Non costruiamo solo tecnologia,
creiamo sicurezza

Ciò che facciamo cambia la percezione che le persone hanno di sé.
Non eliminiamo solo peli superflui, ma anche dubbi e preoccupazioni
e la barriera tra ciò che le persone sono e ciò che vorrebbero essere.
Creiamo, progettiamo e infondiamo fiducia.

Sicurezza in se stessi



Soddisfando i clienti, cresce il business.

L'epilazione laser è una delle procedure estetiche più ricercate e meno invasive per donne e uomini. Sempre più persone, di diversa origine etnica, sono alla ricerca di trattamenti di epilazione permanente* efficaci, rapidi e confortanti.

L'epilazione laser attira clienti nel tuo centro estetico e può costituire un ottimo trampolino di lancio per entrare nel mondo della dermatologia estetica.

Con LightSheer BEAUTY+ è possibile personalizzare le procedure in base al tipo di peli, al tipo di pelle e allo stile di vita di ogni individuo e quindi accedere a un bacino demografico più ampio.



Adatta
a tutti i tipi di pelle



Con lunghezze d'onda
805nm e 1060nm



Facile da trasportare



* La riduzione permanente della ricrescita viene definita come la riduzione costante a lungo termine della ricrescita pilifera dopo il completamento di un regime di trattamenti con constatazione a 6, 9 e 12 mesi.

Puoi **fidarti** della nostra **tecnologia.**

Grandi risultati clinici si raggiungono con il laser a diodo LightSheer BEAUTY+ dotato di due tecnologie avanzate: High Speed, tecnologia assistita dall'aspirazione e ChillTip™, la tecnologia integrata di raffreddamento a contatto.

High Speed Tecnologia Assistita dall'Aspirazione



Efficacia²

Energia laser erogata in modo efficiente.



Sicurezza²

È richiesta una minore fluenza per impulso.



Dolore ridotto¹

Meccanismo unico di riduzione del dolore.



Tempo di procedura^{1,2}

Rapida velocità di copertura senza gel né anestesia.



Manipolo High Speed

22x35 mm

Offre un meccanismo di riduzione del dolore unico e funziona senza gel. Ideale per il trattamento di zone del corpo più ampie, in modo rapido e confortevole.

Come funziona



- 1 Ibrahim OA, Kilmer SL. Long-term clinical evaluation of an 800-nm long-pulsed diode laser with a large spot size and vacuum-assisted suction for hair removal. *Dermatol Surg.* 2012
- 2 Xia Y, Moore R, Cho S, Ross EV. Evaluation of the vacuum-assisted handpiece compared with the sapphire cooled handpiece of the 800-nm diode laser system for the use of hair removal and reduction. *J Cosmet Laser Ther.* 2010; 12: 264-268.
- 3 Campos, V. B., Dierickx, C. C., Farinelli, W. A., Lin, T. Y. D., Manuskiatti, W., & Anderson, R. R. (2000). Hair removal with an 800-nm pulsed diode laser. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 43(3), 442-447.

Tratta **TUTTI I TIPI DI PELLE** con **LUNGHEZZE D'ONDA 805 nm e 1060 nm**

ChillTip Tecnologia Integrata di Raffreddamento a contatto.



Efficacia^{2,3}

La compressione cutanea riduce i cromofori in competizione.



Sicurezza³

Protezione dell'epidermide grazie al raffreddamento continuo per contatto con zaffiro.



Comfort di trattamento³

Il raffreddamento continuo aumenta in modo significativo il comfort.




XC

12x12 mm.

Ideale per zone di grandi e piccole dimensioni che richiedono livelli di fluensa maggiori.

Come funziona



Noi ci fidiamo dei nostri risultati, puoi farlo anche tu.

La tecnologia LightSheer di Lumenis è stata convalidata in numerosi studi clinici e articoli sottoposti a valutazione «inter pares» e i nostri clienti da tutto il mondo hanno costantemente segnalato alti livelli di soddisfazione del cliente e risultati replicabili.

Epilazione laser, lunghezza d'onda 805 nm

Prima



Dopo



Foto per gentile concessione di 1. Shweta Virmani M.D., 2. Mitchel Goldman



Ciò che distingue LightSheer® è la sensazione di fiducia che conferisce agli operatori nel trattare i clienti in maniera confortevole e con un alto grado di efficacia. È una situazione vincente sia per l'operatore che per il cliente.



Daniel P Friedman, M.D

LightSheer BEAUTY+ può essere aggiornato con il manipolo 1060 nm

Avvertenze e rischi:

Non eseguire procedure su clienti che presentano le seguenti condizioni nell'area da trattare: tumore in corso o pregresso, in particolare melanoma maligno o tumore cutaneo non melanoma ricorrente, o lesioni precancerose come diversi nei displastici, qualsiasi infezione attiva, nei displastici, tatuaggi, significative patologie cutanee concomitanti o qualsiasi patologia cutanea infiammatoria, herpes labiali attivi, lacerazioni o abrasioni aperte, patologie croniche o cutanee di natura virale, fungina o batterica, abbronzatura solare profonda, recente abbronzatura solare, scottatura o cute abbronzata artificialmente, storia di iperpigmentazione post-infiammatoria. Le risposte immediate più comuni delle procedure laser per l'epilazione sono eritema, edema (arrossamento e gonfiore), edema perifollicolare ed edema perivascolare, sbiancamento vascolare, schiarimento/inscurimento del pigmento che può verificarsi subito dopo le procedure laser e si risolve in genere nell'arco di alcuni giorni. L'elenco completo delle controindicazioni e dei rischi è disponibile nel manuale utente di LightSheer BEAUTY+.

Il tuo viaggio con LightSheer BEAUTY+ è appena iniziato.

Vogliamo far crescere la tua attività con LightSheer BEAUTY+. Forniamo un pacchetto di assistenza che ti garantisce tutta la formazione necessaria e il materiale clinico più aggiornato. Le nostre attività di marketing diretto per i consumatori sostengono il marchio, confermando LightSheer come trattamento d'elezione quando si tratta di epilazione laser.



Funzione di ricerca del centro più vicino

Migliaia di clienti cercano ogni mese strutture dove sottoporsi ai trattamenti. Aiutateli a trovare la tua sede registrandola nel Localizzatore di centro estetico Lumenis. Portiamo avanti campagne promozionali attraverso influencer, social network e video virali per promuovere i centri coinvolti.



Lumenis online

I clienti hanno molte domande su questioni estetiche. I nostri siti web rivolti ai clienti daranno loro il senso di rassicurazione e di fiducia di cui hanno bisogno per proseguire con i trattamenti.



Formazione del team

Installiamo il sistema e formiamo il tuo staff, in modo da prepararvi ad affrontare tutti i tipi di pelle e le relative condizioni, delineando il piano di trattamento perfetto per ogni singolo cliente. La nostra formazione clinica qualificata vi permetterà di gestire le consulenze e i trattamenti al meglio.



La tua risorsa più preziosa

Il tuo rappresentante dedicato è reperibile via e-mail, SMS o telefono. Vogliamo farti sentire parte della famiglia Lumenis, quindi non esitare a contattarci in qualsiasi momento. Facciamo sempre del nostro meglio per risponderti entro 24 ore.



Il tuo centro nel nostro Brand

Come cliente Lumenis avrete accesso ai contenuti Lumenis. Qui potrete trovare materiali come dépliant, trifold e materiale digitale. Avrai anche accesso a una miniera di informazioni cliniche e sul prodotto.



Assistenza

Ci impegniamo per fornire un servizio completo e di alta qualità per la riparazione e la manutenzione delle tue tecnologie. L'assistenza Lumenis ti fa stare tranquillo, così che puoi concentrarti sull'assistenza dei clienti, invece che sulle apparecchiature.

Specifiche

LightSheer BEAUTY+	HS 22 X 35 mm	XC 12 X 12 mm
Tipo a laser	Matrici di diodi AlGaAs	Matrici di diodi AlGaAs
Lunghezza d'onda	805 nm	805 nm
Velocità di ripetizione	Fino a 3 Hz	Fino a 3 Hz
Ripetizione degli impulsi	1 -3 impulsi	1 impulso
Fluenza	4,5-12 J/cm ²	10-40 J/cm ²
Ampiezza di impulso	30-300 ms	5-300 ms
Potenza di picco	2300 W	2200 W
Parametri preimpostati	Si	Si
Gestione del comfort	A vuoto (fino a 18 inHg)	Raffreddamento per contatto Chilltip (2°C)
Servizio tecnico in vostra sede	Si; manipolo sostituibile	Si; manipolo sostituibile
Connettività	Connettività da remoto per assistenza e supporto	
Specifiche tecniche della piattaforma		
Alimentazione elettrica	100-240 VAC +/-10%, 10 A 50/60 Hz. Presa monofase collegata a massa	
Peso	Il peso della console è: 36 kg (79,4 lbs.)	
Dimensioni (LxPxH)	51 x 60 x 42 cm (20,1 x 23,6 x 16,55 poll.)	

Indicazioni per l'uso

Epilazione, riduzione permanente della ricrescita*. Utilizzo su tutti i tipi di pelle (tipo di pelle secondo la scala Fitzpatrick I-VI), comprese pelli abbronzate.

* La riduzione permanente della ricrescita viene definita come la riduzione costante a lungo termine della ricrescita pilifera dopo il completamento di un regime di trattamenti con constatazione a 6, 9 e 12 mesi.

Marchi di fabbrica

LightSheer, LightSheer BEAUTY+, il logo di LightSheer BEAUTY+, ChillTip, Pulse Width (OptiPulse), AutoPace, Lumenis e il logo Lumenis sono marchi o marchi registrati del gruppo di società Lumenis.

Informazioni su Lumenis

Lumenis è leader globale nel campo delle soluzioni cliniche mininvasive per i settori chirurgico, oftalmologico e della chirurgia estetica, ed è riconosciuta a livello mondiale come esperta nello sviluppo e nella vendita di tecnologie innovative basate sull'energia, tra cui laser, luce pulsata ad alta intensità (IPL) e radiofrequenza (RF). Da oltre 50 anni gli innovativi prodotti di Lumenis ridefiniscono le procedure mediche e fissano numerosi standard di riferimento in campo clinico e tecnologico.



Lumenis LTD
 Yokneam Industrial Park
 Hakidma Street 6,
 P.O.B. # 240
 Yokneam 2069204,
 ISRAELE
 Tel.: +972 4 959 9000

Lumenis (Germany) GmbH
 Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
 Dreieich-Dreieichenhain,
 GERMANY
 Tel.: +49 (0) 6103 8335 0

EMEA
 Dreieich Dreieichenhain,
 Germania
 Tel.: +49 6103 8335 0
 Fax: +49 6103 8335 300

Roma, Italia
 Tel.: +39 06 90 75 230
 Fax: +39 06 90 75 269
 Hertfordshire, Regno Unito
 Tel.: +44 20 8736 4110
 Fax: +44 20 8736 4119

GIAPPONE
 Tokyo, Giappone
 Tel.: +81 3 6743 8300
 Fax: +81 3 6743 8301

AMERICA
 San Jose, CA, Stati Uniti
 Tel.: +1 408 764 3000
 +1 877 586 3647
 Fax: +1 408 764 3999

ASIA PACIFICO
 Pechino, Cina
 Tel.: +86 10 5737 6677
 Fax: +86 10 5737 6767
 Gurgaon, India
 Tel.: +91 124 422 07 95
 Kowloon, Hong Kong
 Tel: +852 217 428 00
 Fax: +852 272 251 51

© Lumenis Ltd 2020