



CARATTERISTICHE TECNICHE

Elettroporazione	5 livelli di intensità
Frequenza di contatto	1-5 per secondo
Quantità di prodotto erogato	0-5 livelli
Frequenza elettroporazione	2 Khz
Livello di contatto	0,0-0,5 mm






# TKN MesojectGun

EPM Electroporation Microchip Technology

Sistema unico di nano-needle frazionato abbinato ad elettroporazione per massimizzare la penetrabilità e l'efficacia dei principi attivi

- Diradamento e caduta dei capelli
- Cicatrici superficiali e profonde
- Iperpigmentazione
- Flaccidità
- Pori dilatati
- Rughe
- Acne
- Cellulite


TKN MesojectGun è un dispositivo di nuova generazione che combina i benefici dei trattamenti di nano-needling con la massima penetrabilità dei principi attivi veicolati attraverso l'elettroporazione. La tecnologia di nano-needling frazionato combinato con il trattamento di elettroporazione migliora il rilascio di sostanze attive nei diversi strati della pelle del viso, del corpo e del cuoio capelluto. La minore durata del trattamento e la maggiore efficienza consentono un'esperienza confortevole per i clienti, assicurando risultati notevoli.



## Vantaggi

### Manipolo

Funzionale e pratico nel design è stato ideato per assecondare la naturale linea del corpo, riducendo quindi l'affaticamento della mano durante l'intera durata dei trattamenti.




### Microchip

Mediante l'uso di tecnologia a taglio laser, il microchip viene prodotto con micro aghi cavi attraverso i quali il fluido scorre in modo da ottimizzare la penetrazione delle sostanze attive negli strati dermo epidermici della pelle. Questo microchip è una vera innovazione dotata di brevetto internazionale che permette di lavorare in completa sicurezza ed igiene, in un ambiente sterile adatto a preservare la salute dei clienti.

### Confortevole e indolore

Basato sulla teoria della mesoterapia, sotto la spinta di precisi motori ad alta velocità, il dispositivo eroga i principi attivi attraverso i micro canali ultra sottili di profondità tra 0,1 mm - 0,15 mm evitando così danni alle cellule epidermiche. TKN Mesogun è un innovativo dispositivo per effettuare trattamenti di mesoterapia senza ago nel massimo confort evitando micro traumi come dolore, eritema e gonfiore tipici delle metodiche con ago.



Prima



Dopo



Prima



Dopo

